

## EisFrei - Tauperlen

Die salzfreien Tauperlen haben sich im gesamten Außenbereich hervorragend bewährt.

Überall dort, wo kein Streusalz eingesetzt werden kann, können die EisFrei - Tauperlen ihre Stärken voll ausspielen. Es gelangen keine Salzurückstände in den Innenbereich die nur mühsam entfernt werden können und nicht zum Wohlbefinden der Gäste beitragen.

EisFrei - Tauperlen können problemlos in Sauna-Außenanlagen und auf allen Oberflächen, wie z.B. Naturstein und Holz, angewendet werden. Sie wirken bis zu  $-50^{\circ}\text{C}$  und haben eine lang anhaltende Depotwirkung.

- 🔗 Anwendung: EisFrei-Tauperlen großzügig und ausreichend auf den vereisten Flächen verteilen. Die Tauwirkung setzt kurz danach ein. Mit Depotwirkung
  
- 🔗 Enthält: Harnstoff
  
- 🔗 Lagerung: **In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern!**  
Empfohlene Lagertemperatur:  $15 - 20^{\circ}\text{C}$ .  
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
  
- 🔗 Verpackung: 25 kg im Hobbock                      Prod.-Nr. 34030