

## Dosierempfehlung für SaunaClean RD

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen für die Saunareinigung folgende Empfehlung aussprechen. Mit der erstellten, gebrauchsfertigen Lösung (s. unten) haben Sie ein schnell reagierendes und hochwirksames Spezialmittel (Chlorfrei) zur Reinigung und Desinfektion von sämtlichen Holzflächen in Saunaanlagen. Das durch Schwitzwasser und Wärme verunreinigte und vergraute Holz bietet optimale Bedingungen für Keime, Sporen, Pilze und Algen. Bei regelmäßiger Anwendung wird das rohe Holz desinfiziert, gereinigt und optisch aufgehell.

- Dosierung: **Empfehlung:** Geben Sie 1 Liter Oxidur® (Flasche) auf 6 Liter Wasser. Sie erhalten eine gebrauchsfertige Lösung (5%-tig) SaunaClean RD. Nehmen Sie nur neue, saubere Behälter (Eimer, Kanister o.ä.) und beachten Sie Hinweise bzgl. PSA im Sicherheitsdatenblatt (Pkt. 8.2)
  
- Anwendung: gebrauchsfertige Lösung z.B. mit einem Schwamm auf die Holzflächen auftragen und einwirken lassen. Der Wirkstoff hinterlässt keine Rückstände und spaltet sich auf in Wasser und Sauerstoff.
  
- Hinweis: **NICHT** mit anderen Produkten mischen oder zusammen einsetzen!  
**NICHT** auf warme/heiße Flächen auftragen (Reizwirkung)!  
Produktinformation und SDB von Oxidur® erhalten Sie separat!
  
- Oxidur®: 1 Liter Oxidur® (Konz. 35%) Prod.-Nr. 101530
  
- Zubehör: 10-Liter-Kanister, leer Prod.-Nr. 21916  
Deckel mit Entgasungsventil Prod.-Nr. 21933  
Ablaßhahn für 10 Liter Prod.-Nr. 689610  
NICHT im Lieferumfang enthalten!